




CKA-DA



CKA-DB



たちあっぷ[®] マット

品番：CKA-DA・CKA-DB

たちあっぷに取り付けることで、素足でのってもベースの滑りやひんやり感を抑えることができます。マットの裏面が吸着面になっているため、ベース面に吸着してマットのズレを防ぎます。また洗濯で丸洗いができ、早く乾燥します。

目次

！安全に関する表示	2
1. 使用上のご注意	2
2. 設置上のご注意	2
3. 仕様	3
4. 取付手順	3
5. お手入れ方法	4

お買い上げありがとうございます

販売店様：この説明書は必ずお客様に説明してからお渡しください。

ご利用者様：使用前にこの説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。

※「たちあっぷ」の取扱説明書と合わせてご覧ください。

！安全に関する表示

※いずれも安全に関する内容ですので必ず守ってください。

 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。	 禁止	してはいけない内容です。
		 必ず守る	必ず守っていただく内容です。

1. 使用上のご注意

 注意	
 禁止	● たちあっぷのベースに貼り付ける以外の用途では使用しない。
	● 土足で使用しない。 マットが傷んだり、破損の原因になります。
	● マットに跡が付くものや傷をつけるような鋭利なものを載せない。 跡が付いたり破れるおそれがあります。
	● 濡れた状態で使用しない。
 必ず守る	● ベースにマットを貼り付けた状態で使用する。 使用中にマットがめくれたり、たるみが見えた場合は整えてから使用する。 マットにめくれやたるみがあるとつまずいて転倒するおそれがあります。
	● 使用前に吸着面保護フィルムをはがす。
	● 裏面が平らなスリッパや厚手の靴下での使用は滑る場合があるので注意する。
	● すり足で歩くとマットがめくれる場合があるので注意する。 常時すり足でご使用になる場合は転倒の恐れがありますので使用しないでください。
	● マットを初回に外した後、ベース面が滑りやすくなる場合があるので注意する。 滑りやすくなっている場合は、ぬるま湯につけて絞った布でベースを拭いてください。 一度洗濯した後はそのようなことはなくなります。
● 製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。 正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。	

- ※ 埃などが付着するとベースへの吸着力が低下します。
その場合洗濯すれば回復します。洗濯しても吸着力が回復しない場合は、マットの交換をしてください。
- ※ 吸着力が強い場合はゆっくりと取り外してください。
万一、マット裏の吸着材が付着した場合は、ぬるま湯を浸した布で拭き取ってください。
- ※ 長期間貼り付けたままにしておくと、ベース面に密着することがあります。定期的に取り外して洗濯することをお勧めします。
- ※ 寒くなると低温による樹脂の硬化や乾燥などの要因により吸着力が弱くなる場合があります。
その場合は、ぬるま湯につけて絞った布で拭き、部屋の温度を暖かくすることで吸着力は復活します。
- ※ マットについての折り目は、一度洗濯していただくとうなくなります。
- ※ マットの洗濯は「5. お手入れ方法」を読んでから行ってください。
- ※ マットの性質上、洗濯によって縮む場合があります。

2. 設置上のご注意

 注意	
 禁止	● 弊社製品と他社製品を組み合わせない。 破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。
	● 屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。 変質・軟化・変形または破損する恐れがあります。
	● 火のそば・熱器具（ストーブ等）の近くでは使用しない。 変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
	● 水やお湯に濡れる場所では使用しない。 変質や破損するおそれがあります。
 必ず守る	● 一般家庭の室内で使用する。
	● 取り付けは納入業者が行う。

3. 仕様

品名	品番	サイズ	材質	使用可能たちあっぷタイプ
たちあっぷマット	CKA-DA	475 × 575 mm	ポリエステル (吸着部分：アクリル樹脂)	CKA-01/CKA-01-1 CKA-03
	CKA-DB	475 × 875 mm		CKA-02/CKA-02-1 CKA-04

4. 取付手順


※ 取り付けは納入業者が行ってください。

- たちあっぷのタイプに合わせてスタンド部分をはさみで円形に切り取り、ミシン目に沿って円形の穴をつなぐようにカットしてください。
- CKA-DA を「たちあっぷ CKA-01」または「CKA-01-1」に取り付ける場合のみ、そのまま切らずにお使いいただけます。

はじめに、マットを取り付けるたちあっぷの品番を確認していただき、右の<切取位置図>で切り取る位置を確認してから作業を始めてください。


1. ベース形状にあわせスタンド部分 (a) を円形に切り取ってください。

※ たちあっぷのタイプによって切取部分が異なります。右の<切取位置図>で確認してください。




2. 初めに切り取った円形の穴 (a) をつなぐように、太線 (b) をカットしてください。


※ たちあっぷのタイプによって切取部分が異なります。右の<切取位置図>で確認してください。



3. マット裏面に付いている、吸着面保護フィルムをきれいにはがしてください。



4. 手すりフレームを付けたまま、吸着面を下にして、上からマットをかぶせてください。



5. ベース部に貼付ける際、マットにシワができないように、手で軽く押さえながら貼ってください。


※ 寒くなると低温による樹脂の硬化や乾燥などの要因により吸着力が弱くなる場合があります。その場合は、ぬるま湯につけて絞った布で拭き、部屋の温度を暖かくすることで吸着力は復活します。



<切取位置図>


たちあっぷマット「CKA-DA」の場合

- たちあっぷ CKA-01/CKA-01-1 に取り付ける場合は、切取部分はありません。
- たちあっぷ CKA-03 に取り付ける場合は、下図の黒丸 (a) 2箇所、太線 (b) 2箇所を切り取ってください。



たちあっぷマット「CKA-DB」の場合

- たちあっぷ CKA-02 / CKA-02-1 に取り付ける場合は、下図の黒丸 (c) 2箇所、太線 (d) 1箇所を切り取ってください。
- たちあっぷ CKA-04 に取り付ける場合は、下図の白丸 (e) 2箇所、破線 (f) 1箇所を切り取ってください。



5. お手入れ方法

- マットは洗濯することができます。
- マット表面に汚れが付着した場合は、掃除機などで取り除くか、水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取ってください。
- ・洗濯機は弱水流で中性洗剤を使用してください。液温は30℃が限度です。
- ・乾燥機の使用はできません。
- ・柔軟剤は使用しないでください。
- ・塩素系漂白剤による漂白は避けてください。
- ・洗濯の後は陰干してよく乾かしてから使用してください。



液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる



塩素系および酸素系漂白剤の使用禁止



日陰のつり干しがよい

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

● 矢崎化工株式会社

介護支援ページ
kaigo-web
<http://www.kaigo-web.info/>

■ 本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

■ 北海道支店 福祉介護機器課
〒072-0007 北海道美瑛市東6条北8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 仙台支店 福祉介護機器課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 関東支店 福祉介護機器課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■ 東京支店 福祉介護機器課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007

■ 神奈川支店 福祉介護機器課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■ 静岡支店 福祉介護機器課
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■ 名古屋支店 福祉介護機器課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■ 大阪支店 福祉介護機器課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■ 広島支店 福祉介護機器課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■ 九州支店 福祉介護機器課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026



外袋: PE

08042211

DW-070-04