



貸与
適応商品

ベースサイズ
66×66
cm



たちあっぷ® II CKH-21

【設置場所例】

ベランダ・土間・玄関

ベランダや土間での移動を
サポートします。



- サビに強くベランダ・土間・玄関でも安心してご利用いただけます。
- 手すりは屋外手すりを使用。プラスチックコーティングで熱さ・冷たさを軽減します。
- 耐候性のある滑りにくいマットを使用しています。



たちあっぷ® II CKH-21

JAN 4979652527325

TAISコード 00055-000204

110,660円(税抜100,600円)



貸与
適応商品

ベースサイズ
66×66
cm



たちあっぷ® II CKA-24


【設置場所例】

居室・廊下・トイレ

居室での立ち上がりが不安な方に。
廊下の移動補助にも使えます。



- 幅46cmの手すりので体を支えやすくなっています。
- コンパクトなベースで様々な場所でもご利用いただけます。
- 別売品の「つながるくん」を使用すれば、廊下などでの動線をサポートできます。



たちあっぷ® II CKA-24

JAN 4979652527424

TAISコード 00055-000207

92,400円(税抜84,000円)

手すりフレームの共有 たちあっぷ® IIのスタンドは、既存たちあっぷ® IIのフレームも取付けることができます。

共有できる「たちあっぷ® IIフレーム」

CKA-FI4 [CKA-01-1/CKA-02-1/CKA-11/CKA-12用]

CKA-FL3 [CKA-13用]

たちあっぷ® II CKA-22

【設置場所例】

居室・ベッドサイド

たちあっぷ® II CKA-23

【設置場所例】

ベッドサイド



貸与
適応商品

ベースサイズ
66×66
cm



居室内での立ち上がりを
サポート

- スタンダードな手すりです様々な場所でもご利用いただけます。
- たちあっぷ® II (CKA-01-1/02-1/11/12) のフレームと共用です。




貸与
適応商品

ベースサイズ
66×66
cm



ベッドサイドでの立ち上がり
と歩き出しをサポート

- ベッドと並行な手すりです立ち上がり、垂直の手すりです歩き出しをサポートします。
- たちあっぷ® II (CKA-13) のフレームと共用です。




たちあっぷ® II CKA-22

JAN 4979652527400

TAISコード 00055-000205

90,420円(税抜82,200円)



たちあっぷ® II CKA-23

JAN 4979652527417

TAISコード 00055-000206

105,820円(税抜96,200円)



ベースサイズ
66×66
cm

立ち上がり
移乗



たちあっぷⅡ[®] でらっくす


【設置場所例】

ベッドサイド・トイレ

ベッドサイド等での立ち上がり・
移乗が不安な方に安定した、
立ち上がりをサポートします。



- 前方の手すりです立ち上がりやすい前傾姿勢を促します。
- 立ち上がることでリハビリや残存機能の維持につながります。
- L型形状の手すりです後方介助がしやすくなります。



たちあっぷⅡ でらっくす
CKI-21 膝当て無

JAN 4979652527387

TAISコード 00055-000208

112,420円 (税抜102,200円)



ベースサイズ
66×66
cm

立ち上がり
移乗




たちあっぷⅡ[®] ひざたち


【設置場所例】

ベッドサイド・トイレ

ベッドサイド等での立ち上がり・
移乗が不安な方に。
膝当てで前方への転倒を防ぎます。



- 膝当てで膝を支えて前方への転倒の不安を減らします。
- 幅広い手すりです体をしっかり支えることができます。
- L型形状の手すりです後方介助がしやすくなります。



たちあっぷⅡ ひざたち
CKI-22 膝当て付

JAN 4979652527394

TAISコード 00055-000209

143,660円 (税抜130,600円)

ひざたちで自立支援型介助



大きな手すりです体を支えられて、膝当てで膝を支えるので立ち上がり
が不安な方でもご自身の立ち上がりをサポートします。
また、介助者の方は腰へ負担の大きい前方介助ではなく、ご利用者
様に手すりを使って立ち上がってもらうことで、腰を支えるだけの
負担の少ない介助ができます。
膝当てで前方への転倒リスクが下がるので後方から介助することが
可能です。



前方介助は、負担が大きく
ケガのリスクも高くなります。



後方からの介助は、立ち上がりの
重心移動を促す自立支援型介助です。

ご利用シーン例



ベッドサイド



トイレ



ベッド ↔ 車いす



ベッド ↔ トイレ



車いす ↔ 便器

● たちあっぷ別売品 快適な動線を拡張可能！(屋内限定)

従来の別売品がご使用いただけます。別売品をご使用いただくことで使用範囲が広がります。



つながるくん
CKA-E90
30,470円 (税抜27,700円)
[JAN 4979652506504]
サイズ:長さ103cm



伸縮つながるくん
CKE-D
34,760円 (税抜31,600円)
[JAN 4979652525529]
サイズ:長さ64~95cm



▲たちあっぷⅡ(CKA-24)2台+伸縮つながるくん

●別売品の詳細は取扱説明書をご覧ください。

<http://www.kaigo-web.info/instructions/>



CKA-E60
28,050円 (税抜25,500円)
[JAN 4979652506498]
サイズ:長さ73cm

CKA-E120
31,900円 (税抜29,000円)
[JAN 4979652506511]
サイズ:長さ133cm



かいじょくん
CKA-K
16,500円 (税抜15,000円)
[JAN 4979652523105]
サイズ:長さ約34cm



ベッドとまるくん
CKA-CK
10,670円 (税抜9,700円)
[JAN 4979652513427]

● 別売品セット TAIS コード一覧

別売品とセットでご使用いただく際は、下記 TAIS コードをご使用いただき、ご登録ください。

	かいじょくんセット (ベッドとまるくん付) +CKA-K+CKA-CK	ベッドとまるくんセット +CKA-CK	伸縮つながるくんセット +CKE-D	つながるくんセット			
	(例) ベッドとまるくん かいじょくん CKA-22	(例) ベッドとまるくん CKA-23	(例) 伸縮つながるくん CKA-24	(例) つながるくん60 CKA-22	(例) つながるくん90 CKA-23	(例) つながるくん120 CKA-24	
たちあっぷⅡ	CKA-22	00055-000268	00055-000274	00055-000271	00055-000259	00055-000260	00055-000261
	CKA-23	00055-000269	00055-000275	00055-000272	00055-000262	00055-000263	00055-000264
	CKA-24	00055-000270	00055-000276	00055-000273	00055-000265	00055-000266	00055-000267

● たちあっぷⅡ仕様一覧

	CKH-21	CKA-24	CKA-22	CKA-23	CKI-21	CKI-22	
品番	CKH-21	CKA-24	CKA-22	CKA-23	CKI-21	CKI-22	
手すり径	φ34	φ32					
手すりサイズ	W464mm	W462mm	W338mm	W338×D338mm	W462×D462mm	W462×D462mm	
ベースサイズ	W660×D660×H16.3mm						
手すり高さ	70・75・80・85cm(5cm間隔4段階)				73・78・83・88cm(5cm間隔4段階)		
重量	18.5kg	18.4kg	18.4kg	20.4kg	21.6kg	23.3kg	
素材	手すり	プラスチック被覆 ステンレスパイプ					
	ベース・スタンド	ステンレス					
	膝当て	-	-	-	-	樹脂/スチール	
	マット	ポリエステル/アクリル樹脂					
JANコード	4979652527325	4979652527424	4979652527400	4979652527417	4979652527387	4979652527394	
TAISコード	00055-000204	00055-000207	00055-000205	00055-000206	00055-000208	00055-000209	
価格	税込	110,660円	92,400円	90,420円	105,820円	112,420円	143,660円
	税抜	100,600円	84,000円	82,200円	96,200円	102,200円	130,600円

●カタログ掲載製品の仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。 ●記載価格の総額表示は、消費税10%の価格です。 ●撮影に使用しているベッドは他社製品です。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護部門
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店

〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

■関東支店

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-38-4562 FAX 0276-38-3522

■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市宇字鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

介護支援ページ
kaigo-web

●ホームページ「kaigo-web」

kaigoweb

<https://www.kaigo-web.info/>

検索

