



楽しく
遊びながら
ハビリテーション

スイングフレーム

「スイングフレーム」は、パシフィックサプライ株式会社製の感覚統合器具「スイング」を吊り下げて振子運動・回転運動ができるハビリテーション器具です。

コンパクト

本体は幅1.3m×奥行1.3m×高さ1.4mのコンパクトサイズです。

工事不要

使用したい場所におくだけでご使用いただけます。

かんたん組立

特殊工具を使わず、六角レンチで組立可能です。



使用イメージ(スイング・マットは別売り) マットを敷いてご使用ください。




▲画像のセットでの販売です。

スイングフレーム

CMA-01 JAN 4979652600134

132,000円(税抜120,000円)



- 材質
フレーム: イレクター
スチール
ゴム
プラスチック
- 取付ベルト: ナイロン
- 最大利用者体重
50kg以下

スイングフレーム組立・調整
方法はこちらでチェック



感覚統合とは

五感(触覚・視覚・聴覚・味覚・臭覚)に加え、固有受容覚、前庭覚など脳に入ってくるいろいろな刺激(感覚)をうまく分類、整理したりすることです。

感覚を養うことで、その場その時に応じた感覚の調整や注意の向け方ができるようになったり、周囲の状況の把握とそれを踏まえた行動がとれるよう発達を促すことができます。

当製品の
使用で
養われる感覚
固有受容覚: 手足の状態、筋内の伸びや縮みや関節の動きを感じる感覚
前庭覚: 身体の動きや傾き、スピードを感じる感覚



スイングフレームは遊具ではありません。ご使用にあたっては必ずハビリテーション関連スタッフまたは保護者などが付き添ってご使用ください。

揺れて、動いて、感覚を養う

スイング動作


スイングの取付け方によってスイングの動きが変わります。

1点
吊り下げ



回転運動


1点
吊り下げ



※水平360°全方向

全方向[※]に向かう振り運動

2点
吊り下げ



対角に向かう振り運動

スイング取付バリエーション

2つの取付け方が可能です。※使用するスイングによってはできない取付け方もあります。

1点
吊り下げ



円盤ブランコ

動作 回転運動
全方向に向かう振り運動

2点
吊り下げ



スペースローリン

動作 対角に向かう振り運動

2点
吊り下げ



オーシャンスイング

動作 対角に向かう振り運動

取付可能スイング

別売品

下記パシフィックサプライ株式会社製の「スイング」が取付け可能です。それ以外のものは使用しないでください。

1点
吊り下げ
2点
吊り下げ



サンライトスイング

2点
吊り下げ



スペースローリン

1点
吊り下げ



円盤ブランコ

2点
吊り下げ



※背もたれはオプション品です

オーシャンスイング

●製品の仕様は改良の為、予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。 ●記載価格の総額表示は、消費税 10% の価格です。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■高松支店
〒761-8058 香川県高松市勅使町227
TEL 087-866-6411 FAX 087-867-1916

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■九州支店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

介護支援ページ
kaigo-web

<http://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先