

yazaki



2023-2024 VOL. 20

福祉用具総合カタログ



介護保険適応



介護される人の安心、  
介護する人のゆとり。

矢崎化工株式会社

かいご **快** **護**  
**介** **適** かいてき

介護される人の安心、  
介護する人のゆとり



ヤザキの安心品質

コンセプト



s a f e t y

セーフティー



「人にやさしい福祉用具」を求めつづけます…。

介護される人、する人が「より快適な暮らし」を実現することや、意欲的に「自立」へ向かえるようにしていくためには、よい福祉用具が生活の一部になることが大切なことです。

ひとりでも多くの皆様に喜んでいただき、

少しでも社会に貢献するために、

安全で安心してお使いいただける、

「人にやさしい福祉用具」を求めつづけています。



ヤザキの安心品質

quality

クオリティー



最新の設計ツールを駆使し、使いやすさを追求した暮らしに合った最適な福祉用具を開発します。



厳しい品質管理体制のもと、安心して快適にご使用いただける高品質な製品をお届けします。

人にやさしい福祉用具開発と  
万全の品質管理で  
確かな安心をお届けいたします。

より「人にやさしい福祉用具」を目指して

使う人の気持ちを考えて設計し

一つ一つの部品や材料まで気を配り


皆様の信頼と安心に応えていける製品をお届けします。

ヤザキの安心品質

3

# service

サービスネットワーク



## 全国10カ所の営業拠点で 安心のサービスをいつも身近に。

お客様のニーズにスピーディーに対応できる体制を  
全国10カ所の営業拠点を軸に展開しています。  
介護される人、介護する人が  
より快適な暮らしを実現することや  
自立へ向かうための活動を  
微力ながらも、  
積極的にお手伝いしていきたいと考えます。

## 見て、触れて、試す。

お客様のご希望に応じたカリキュラムで、  
「福祉用具研修会」も実施いたします。  
当社の福祉用具を実際に「見て、触れて、試す」ことが  
できるよう、福祉用具を現場に複数持ち込み、  
お伺いする  
「福祉用具出張展示会」も行っています。



# yazaki 福祉用具オーダーシステム

## ご注文方法について

ヤザキの福祉用具のご注文には、3種類の方法がございます。

**規格品オーダー** ..... カatalog掲載商品そのものを承るオーダー方法です。

**寸法オーダー** ..... カatalog掲載商品を選択いただき、その商品の基本形状は変えずに間口・奥行・高さなどの寸法の変更を承るオーダー方法です。

**完全オーダー** ..... カatalog掲載商品に限らず、お客さまのオリジナル形状（完全別注品）を承るオーダー方法です。

## 1 選択

カatalogより、お客様のご使用用途に合った商品をお選びください。

(例) シャワーいすをご注文の場合、

サンプル



● 商品

● 品名

シャワーいす L型

L型大

● 注文番号

CAA-0101

JAN 4979652387127

● 価格

22,000円(税抜20,000円)

● JANコード

● サイズ



● 材質

●材質 フレーム：イレクターシート：ABS樹脂+ポリカーボネート  
マット：EVA樹脂

## 2 確認

カatalog掲載商品がご使用される方の身体に合っているかなどをご確認ください。

形状・サイズに  
変更なし

形状に問題ないが、  
ご使用される方の身体に合わせて  
座面の高さなど  
サイズを変更したい

ご使用される方の  
身体に合わせ、  
形状・サイズとも  
変更したい



## カタログのご利用にあたって

- カタログ記載の希望小売価格は参考価格です。総額表示の消費税額は10%で計算しており、取付施工費・送料は含まれておりません。  
お客様がご購入予算を検討する際の目安としていただき、具体的な価格はご購入店にお尋ねください。
- 遠隔地および離島など地域によって価格が異なる場合がございます。
- 納期については、ご購入店にお尋ねください。
- 製品スペックの寸法(外寸法)・質量は参考値です。
- 製品の仕様・価格等は予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。



注意

- カタログ記載の福祉用具は、その用具の目的以外の使い方はしないでください。  
また、介護支援専門員などの指示に従ってご使用ください。
- イレクターのご使用温度範囲は、-10℃~50℃です。

# 3 ご注文

3つの注文方法から選択し、ご使用される方の身体に合わせた商品をご注文いただけます。

## 規格品オーダー




サンプル

シャワーいす L型

シャワーいす L型

CAA-0101 JAN 4979652387127

22,000円 (税別20,000円)



●材質  
フレーム: イレクター  
シート: ABS樹脂+  
ポリカーボネート  
マット: EVA樹脂

質量  
5.1kg

- 1 カタログより商品をお選びください。
- 2 その商品の注文番号をご注文ください。

## 寸法オーダー



サンプル

シャワーいす L型 寸法オーダー

CAA-0101 の座面の高さを  
35cmに寸法変更してオーダー。

- 1 カタログより商品をお選びください。
- 2 その商品の寸法(間口・奥行・高さ・座面高さ)を自由に設定してください。  
(39ページのような規格シートタイプの商品は、座面高さのみの変更になります)  
また、寸法設定の際は、強度その他のご相談を承ります。
- 3 その商品の注文番号と設定した寸法をご注文ください。

寸法オーダーの場合は価格が変わります。 寸法オーダーの場合は価格が変わります。  
寸法オーダーによっては寸法を変更できない部分がございます。  
上のマークをご参照ください。

## 完全オーダー



サンプル

シャワーいす L型 完全オーダー

シャワーいす L型を参考にし、  
座面形状を変更してオーダー。

- 1 カタログの商品を参考にした形状または、お客さまの考えた全く新しいオリジナルの形状を設計してご注文ください。  
また、形状設計の際は、強度その他のご相談を承ります。

# 使用場所から探す


## 🏠 在宅向け

P11 ~



## 🏢 施設向け

P57 ~ P68



# CONTENTS

## 使用場所から探す

P8

貸与適応品

## 玄関・廊下・居間・トイレ P11

- たちあがびⅡ ..... 14
- たちあがび ..... 17
- 伸縮つながるくん／つながるくんXP ..... 19
- つながるくん／かいじょくん ..... 20
- ベッドでとまるくん／おもしろくん／たちあがびマット ..... 21
- トイレ用たちあがびⅡ／トイレ固定用アングルⅡ ..... 22
- あがりかまち用たちあがび ..... 24
- あがりかまち用たちあがびミニ ..... 25
- たちあがび540 ..... 26
- たちあがびシリーズ TAISコード一覧 ..... 27
- たちあがびシリーズ選定理由例 ..... 30

## 浴室・トイレ P35

- 入浴補助用具の選び方 ..... 36
- 座位入浴とは? ..... 37
- シャワーいす ベーシックタイプ・ターンテーブルタイプ ..... 39
- シャワーいす マット固定タイプ・U座面タイプ ..... 40
- 入浴用いす／入浴台 ..... 41
- シャワーキャリー ..... 42
- シャワーキャリー トイレットタイプ ..... 44
- シャワーキャリーオーダーシステム ..... 46
- シャワーキャリー フロントレストタイプ ..... 48
- 排便促進のしくみ ..... 49
- フォアアクセスすのこ ..... 51
- マット付すのこ ..... 52
- エコボードすのこ ..... 53
- ライトボードすのこ ..... 54
- 浴そう内すのこ／浴そう内いす ..... 55
- 浴室マット ..... 55
- 浴そう内すのこ 寸法オーダー上のご注意 ..... 56

## 病院・施設・設備関連 P57

- たちあがび ひざたっちC回転式 たてですり ..... 58
- たちあがび ひざたっちC回転式 ..... 59
- たちあがびⅡ 浴室用 ..... 60
- 浴そう内たちあがび／浴そう用手すり ..... 61
- 浴そう内いす／すのこ／ベンチ ..... 62
- 湯上がりベンチ／ストレッチャー／前受けテーブル ..... 63
- スイングフレーム ..... 64
- おむつ交換台車 ..... 65
- キャリーワゴン／バスケットスタンド ..... 66
- 運搬用台車／什器例① ..... 67
- 運搬用台車／什器例② ..... 68

## 玄関・廊下・外まわり P69

- イレクター製 手すり付ステップ台 ユニットタイプ ..... 70
- イレクター製 ステップ台 ..... 72
- 木製シリーズ ステップ台／スロープ ..... 74

## 屋内オーダー手すり P76

- テネシスシリーズ廊下・居間まわりオーダー手すり ..... 78
- テネシスシリーズ玄関まわりオーダー手すり ..... 81
- 廊下・居間まわりオーダー手すり ..... 82
- 玄関まわりオーダー手すり ..... 84
- 浴室まわりオーダー手すり ..... 87
- 可動式手すり ..... 93

## 屋外オーダー手すり P96

- 屋外オーダー手すり ..... 98

## 手すり部材 P103

- 手すり取付高さの目安 ..... 104
- 屋内手すり部材(テネシスシリーズP108-P111) ..... 106
- 浴室手すり部材 ..... 127
- 屋外手すり部材 ..... 133
- 手すり部材 INDEX ..... 140
- 手すり部材 品番索引 ..... 147

●種別

●使用場所

●掲載商品

福祉用具

浴室・トイレ

シャワーいす

入浴用いす  
入浴台

シャワーキャリー

シャワーキャリー  
フロントレストタイプ

すのこ

浴そう内すのこ／いす  
浴室マット

# ヤザキの福祉用具総合サイト 「kaigo-web」

介護支援ページ  
**kaigo-web**

<http://www.kaigo-web.info/>

矢崎化工株式会社では、福祉用具を開発・販売するとともに、製品案内をはじめ、在宅・施設での問題解決事例を目的別やシーン別に検索できるコンテンツなど福祉用具に関わる情報をまとめた介護支援総合サイト「kaigo-web」を公開しています。

The screenshot shows the homepage of kaigo-web with a navigation bar including '製品案内', '設置事例集', '福祉情報', '体験会・研修会', and 'インフォメーション'. A large banner features a cartoon illustration of an elderly person at a desk with the text '介護される人の安心、介護する人のゆとり。' Below this, there are sections for 'シーンから製品を探す' (Search for products by scene) and '在宅向けシーン' (Home care scenes) with a 3D house diagram highlighting areas like '浴室', 'トイレ', '廊下', '階段', '玄関', and '屋外'. A callout box states: 'シーン別や目的から製品を検索することもできます。' (You can also search for products by scene or purpose.)

Another section shows '在宅向け "困った" 解決事例' (Home care 'troubles' solution cases) with icons for '玄関', '階段・廊下', '浴室', and '屋外', each with a list of specific issues and solutions. A callout box says: '在宅・施設のお悩み解決事例をご紹介します。' (We introduce solution cases for troubles in homes and facilities.)

## ヤザキのオンラインショップサイト 「ヤザキショッピング」


**yazaki shopping**

<http://www.yzk-shop.com/>

介護福祉事業者のお取引先様のみご利用いただけるオンラインショップサイトです。パソコン・タブレット・スマートフォンからいつでもどこでも発注することができます。ぜひご活用ください。

The screenshot shows the yazaki shopping website interface. It features a search bar with 'キーワードから探す' (Search by keyword) and 'カテゴリから探す' (Search by category). A navigation menu includes 'HOME', '商品一覧' (Product list), 'オーダー品' (Order items), 'クイックオーダー' (Quick order), and 'ご利用の手引き' (User guide). The main content area displays a grid of product images and descriptions. A callout box at the bottom says: '様々な方法でご注文できます。' (You can place orders in various ways.)

● 詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。



## 貸与適応品

# 玄関・廊下・居間・トイレ

P12

たちあっぷ

ふとんやベッドサイドなどでお使いいただく「たちあっぷ」の他に  
玄関の「あがりかまち用」、屋外でも使用できる「たちあっぷ 540」  
また、「トイレ用」もございます。



床置き型手すりの代名詞

# たちあっぷ®



安全・安心な自立、介助支援を求めて「たちあっぷ®」は進化し続けます。



## たちあっぷ®

工事をせずに手すりを構築することができる床置き型手すり「たちあっぷシリーズ」。「たちあっぷシリーズ」を活用することで、立ち上がりや移動、動作の補助を行うことができます。転倒などの事故を予防し、自力での動作が可能になったり、介助者の負担を減らすことが可能になります。

### 日常のお悩み

- 下肢筋力が低下し歩行が不安定で転びそうになる
- 賃貸住宅のため、住宅改修ができず手すりがつけられない
- 掴まるところがなく起き上がり、立ち上がり動作が困難
- 介助を頼むのが申し訳ないけど、介助が無いと不安で移動できない
- 立位や座位保持ができずに倒れてしまう



### たちあっぷ® 導入効果

- 転倒によるリスク(ケガ、骨折等)を回避できる
- 手すりがあることで安心感が増し、気軽に移動、動作ができる
- 自立して移動できるようになると行動意欲がわく(QOLの向上)
- 介助者の介助負担が軽減される
- 姿勢の保持ができ、安全に動作ができる



### たちあっぷ® 販売の歩み

現在では床置き型手すりの代名詞と言われるほど普及した「たちあっぷ」ですが、その原型製品である「パーソナルスタンド」は1998年に販売を開始しました。「パーソナルスタンド」は社員の祖母が辛そうに布団から立ち上がる姿を見て開発をした製品でした。当時はあまり認知されず、一時は廃番にもなりましたが、オーダーメイドで細々と販売を続け、時代の流れとともに進化させ2006年に現在の「たちあっぷ」となりました。「たちあっぷ」発売後もご利用者様やセラピスト様など、多くの方からのご要望を頂き、開発・進化を続けてきました。ご利用シーンに合わせた「たちあっぷ」に加え、豊富なオプション品で使用範囲の幅を広げ、ご利用者様の安全・安心な生活をサポートしています。



たちあっぷ・矢崎化工の福祉用具の歴史はこちらから  
人にやさしいヤザキの福祉用具  
<https://www.kaigo-web.info/point/>



### ベッド・お布団等からの立ち上がり

寝室や居間での立ち上がり・起き上がりの補助に最適な手すりです。



- たちあつぷⅡ ..... P.14
- たちあつぷ ..... P.17
- たちあつぷ<sup>®</sup> (ベーススタンドがステンレス製) ..... P.18
- かいじょくん ..... P.20

居間 寝室 居室

お住まいの環境  
ご利用者の状況に  
合わせて選べる

30アイテム

### トイレでの立ち上がり・座位保持

立ち上がり・座位保持に最適です。様々な便器に対応し、壁への固定ができる機種もあります。



- トイレ用たちあつぷⅡ ..... P.22



●たちあつぷⅡ  
ハイタイプ P.14



●たちあつぷⅡ たててすり  
たててすり P.14



### 玄関・土間等での段差上り下り

段差の上り下りを補助します。  
「伸縮つながるくん」で歩行も補助します。



- あがりかまち用たちあつぷ ..... P.24
- あがりかまち用たちあつぷミニ ..... P.25
- 伸縮つながるくん ..... P.19

玄関・土間

### 廊下や居室内での歩行補助

手すりにつけられない場所の歩行を補助します。  
「つながるくん」でさらに使用範囲が広がります。



- たちあつぷⅡ ..... P.14
- たちあつぷ ..... P.17
- たちあつぷ<sup>®</sup> (ベーススタンドがステンレス製) ..... P.18
- つながるくん ..... P.20
- 伸縮つながるくん ..... P.19

居間 廊下 寝室 居室

### 屋外等からの出入り・歩行補助

屋外から居室への直接出入りや工事で手すり  
がつけられない場所での動作を補助します。



- たちあつぷ 540 ..... P.26
- たちあつぷⅡ ..... P.14
- つながるくん XP ..... P.19

玄関・土間 外まわり



● 身長の高い方向けの「ハイタイプ」と、置くだけでタテ型手すりが構築できる「たててすり」。

## 身長が高い方も使いやすい「ハイタイプ」

ベッドサイドでの前方へのつかまり立ちや、立位保持・歩行補助など、身長の高いご利用者様にも使いやすいハイタイプの「たちあっぷ」です。


### ハイタイプ

#### たちあっぷII

CKA-31 JAN 4979652605528

TAISコード 00055-000289

98,340 円 (税抜 89,400 円)




ベースサイズ  
**66×66**  
cm

●材質  
手すり：プラスチック被覆スチールパイプ  
手すりジョイント：プラスチック  
ベース・スタンド：ステンレス、ゴム（緑部）  
マット：ポリエステル（表面）  
アクリル樹脂（裏面）

新カラー「ダークブラウン」

最大手すり高さ「1m」

手すりの高さは 85・90・95・100cm の 4 段階で調節ができます。



使用例

最大高さ 1m ↑



ベッドサイド



浴室の出入り口



脱衣所

## 使いたい場所に置くだけで「たててすり」

設置は天井と床を突っ張る必要がなく、使いたい場所に置くだけでタテ型の手すりが設置できます。L型の手すりも備え、立位保持・移乗の際にご利用様がつかみやすい手すり構造で安心です。

### たててすり

#### たちあっぷII たててすり

CKI-31 JAN 4979652605535

TAISコード 00055-000290

115,390 円 (税抜 104,900 円)



ベースサイズ  
**66×66**  
cm

●材質  
手すり：プラスチック被覆スチールパイプ  
手すりジョイント：プラスチック  
ベース・スタンド：プラスチック  
マット：ポリエステル（表面）  
アクリル樹脂（裏面）

新カラー「ダークブラウン」

手すり高さは調節可能

「横手すり」の高さは 73・78・83・88cm の 4 段階に、「縦手すり」は連動して最大 149 cm になります。



トイレ



使用例



ソファ




ベッドサイド

### 蓄光リング

CKA-JB170 JAN 4979652607058

2,783 円 (税抜 2,530 円)

●材質 プラスチック、両面テープ付  
●入数 10 個



昼間に光を蓄え、夜間に発光するので、夜間でも手すり位置が認識しやすくなり、つかみ損ねや事故防止につながります。現在、ご使用中の製品にも後付けできます。





玄関・居間・トイレ **貸与**

おだけシリーズ®

# たちあっぷ® II

● コンパクトなベースで立ち上がりや歩行を補助します。

TAISコード一覧 ▶ P.28

選定理由例一覧 ▶ P.31

福祉用具 **貸与**

玄関・居間・トイレ

たちあっぷ

## 軒下・ベランダやトイレ・廊下・脱衣所など 立ち上がりや歩行で支えが必要な方に


使用例



CKH-21




CKA-24



ベースサイズ  
**66×66**  
cm



### 手すりパイプ



CKH-21は屋外手すり仕様で  
CKA-22/23/24は蓄光ライン  
入り木目調パイプ仕様です。

### 利用シーンに合わせたマット付



CKH-21は滑り止めマット、  
CKA-22/23/24はカーペット  
状のマットを装備しています。

### メンテナンス性向上

スタンドはベースの上から取付けることができ、  
縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換することが  
できます。

## 軒下などやベランダ等でも使用できるタイプ


## 屋内での立ち上がり・歩行補助に

### たちあっぷ II

CKH-21 [JAN 4979652527235]

TAISコード 00055-000204

110,660 円 (税抜100,600 円)



●材質  
手すり: プラスチック被覆ステンレスパイプ  
手すりジョイント: アルミ合金  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム (緑部)  
マット: プラスチック (表面)  
マグネット (裏面)



### たちあっぷ II

CKA-24 [JAN 4979652527424]

TAISコード 00055-000207

92,400 円 (税抜84,000 円)



●材質  
手すり: プラスチック被覆スチールパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム (緑部)  
マット: ポリエステル (表面)  
アクリル樹脂 (裏面)




## ベッドやお布団からの起き上がり・立ち上がり・姿勢保持をサポート

### たちあっぷ II

CKA-22 [JAN 4979652527400]

TAISコード 00055-000205

90,420 円 (税抜82,200 円)



●材質  
手すり: プラスチック被覆  
スチールパイプ  
手すりジョイント:  
プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス  
ゴム (緑部)  
マット: ポリエステル (表面)  
アクリル樹脂 (裏面)

フレームは、CKA-01-1/02-1、および  
CKA-11/12と共用できます。




### たちあっぷ II

CKA-23 [JAN 4979652527417]

TAISコード 00055-000206

105,820 円 (税抜96,200 円)



●材質  
手すり: プラスチック被覆  
スチールパイプ  
手すりジョイント:  
プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス  
ゴム (緑部)  
マット: ポリエステル (表面)  
アクリル樹脂 (裏面)

フレームは、CKA-13と共用できます。



## たちあっぷ® オプション品との組み合わせ

詳しくは ▶ P19-P21

別売品の連結手すり「つながるくんXP」や「伸縮つながるくん」などの併用で、より快適な動線の確保ができます。



CKH-21  
+つながるくん XP(CKH-D125)



CKA-24  
+伸縮つながるくん (CKE-D)



CKA-24  
+あがりかまち用たちあっぷ (CKE-01-1)  
+伸縮つながるくん (CKE-D)

⚠ 注意 他社製品と組み合わせて使用しないでください。

●このページの掲載品は、約2~4日でお届けいたします。



玄関・居間・トイレ **貸与**

おだけシリーズ®

# たちあっぷⅡ

● 大きな手すりと膝当てで立ち上がり移乗が難しい方の移乗を補助します。

TAISコード一覧 ▶ P.28

選定理由例一覧 ▶ P.31

## 立ち上がり移乗に不安がある方 前方の補助を必要とする方に

使用例



CKI-21



CKI-22



CKI-22



### 大きな手すりで体を支えます

手すりは46.2×46.2cmで、つかめる場所が多いため体を支えやすくなっています。また、握りやすい直径3.2cmの手すりです。

### 膝当てで前方への転倒を防ぎます



ひざたっちは膝当てがついているので、膝を支えて前方への転倒を防ぎます。

### コンパクトなベース

66×66cmのコンパクトなベースのためベッドサイドやトイレなど様々な場所でご利用いただけます。

## 手すりがあれば立ち上がりができる方に

## 前方への落下に不安を感じる方に

### たちあっぷⅡ でらくす

CKI-21 **膝当て無**

JAN 4979652527387

TAISコード 00055-000208

112,420円(税抜102,200円)



●材質  
手すり: プラスチック被覆スチールパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム(緑部)  
マット: ポリエステル(表面)  
アクリル樹脂(裏面)




### たちあっぷⅡ ひざたっち

CKI-22 **膝当て付**

JAN 4979652527394

TAISコード 00055-000209

143,660円(税抜130,600円)



●材質  
手すり: プラスチック被覆スチールパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム(緑部)  
膝当て: プラスチック/軟質ウレタンフォーム/スチール  
マット: ポリエステル(表面)  
アクリル樹脂(裏面)



## ひざたっち®で自立支援型介助



大きな手すりで体を支えられて、膝当てで膝を支えるので立ち上がりが不安な方でもご自身の立ち上がりをサポートします。また、介助者の方は腰へ負担の大きい前方介助ではなく、ご利用者様に手すりを使って立ち上がってもらうことで、腰を支えるだけの負担の少ない介助ができます。膝当てで前方への転倒リスクが下がるので後方から介助することが可能です。

前方介助は、負担が大きくケガのリスクも高くなります。




後方からの介助は、立ち上がりの重心移動を促す自立支援型介助です。

### ご利用シーン例



ベッド ◀▶ 車いす



ベッド ◀▶ ポータブルトイレ



車いす ◀▶ 便器



玄関・居間・トイレ **貸与**  
**おだけシリーズ®**  
**たちあっぷ®**


TAISコード一覧 ▶ P.27  
 選定理由例一覧 ▶ P.30

● 2006年からご愛顧頂いている「たちあっぷ」のスタンダードシリーズ

**ベッドやお布団からの起き上がりや  
 立ち上がりの際に支えが欲しい方に**



**握りやすく、暗闇で目印になる手すり**  
 手すりは握りやすい直径3.2cmの木目調パイプです。また、暗い場所で光る蓄光ライン入りです。



光の感じ方は個人差がありますが、蛍光灯で30分以上照射後、23時に消灯して翌朝までラインが視認できる性能があります。

**手すり高さ3段階調節可能**



手すりの高さは70・75・80cmの3段階で調節ができます。

**豊富なオプション品**

安定性を高める「ベッドでとまるくん」や連結する手すりの「つながるくん」など、各種オプション品でサポート範囲が広がります。



詳しくは ▶ P19 ~

**ベッドやお布団からの起き上がり・立ち上がり・姿勢保持をサポートするコンパクトなベースの汎用タイプ**



**たちあっぷ**  
**CKA-01** JAN 4979652489999  
 TAISコード 00055-000071  
**56,870** 円(税抜51,700円)  
 手すり太さ φ32 外寸法: cm  
 ベース高さ 13mm  
 高さ調節: 5cm間隔3段階  
 質量 11.7 kg  
 ●材質  
 手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
 手すりジョイント: プラスチック  
 ベース: スチール ゴム(緑部)



**たちあっぷ**  
**CKA-01-1** JAN 4979652517616  
 TAISコード 00055-000119  
**59,180** 円(税抜53,800円)  
 手すり太さ φ32 外寸法: cm  
 ベース高さ 13mm  
 高さ調節: 5cm間隔3段階  
 質量 11.9 kg  
 ●材質  
 手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
 手すりジョイント: プラスチック  
 ベース: スチール ゴム(緑部)

**ベッドやお布団からの起き上がり・立ち上がり・姿勢保持をサポートする幅広ベースの汎用タイプ**



**たちあっぷ**  
**CKA-02** JAN 4979652490001  
 TAISコード 00055-000072  
**65,780** 円(税抜59,800円)  
 手すり太さ φ32 外寸法: cm  
 ベース高さ 13mm  
 高さ調節: 5cm間隔3段階  
 質量 15.5 kg  
 ●材質  
 手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
 手すりジョイント: プラスチック  
 ベース: スチール ゴム(緑部)



**たちあっぷ**  
**CKA-02-1** JAN 4979652517623  
 TAISコード 00055-000120  
**68,090** 円(税抜61,900円)  
 手すり太さ φ32 外寸法: cm  
 ベース高さ 13mm  
 高さ調節: 5cm間隔3段階  
 質量 15.7 kg  
 ●材質  
 手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
 手すりジョイント: プラスチック  
 ベース: スチール ゴム(緑部)

**ベッドからの起き上がり・立ち上がり・姿勢保持をサポート**



**たちあっぷ**  
**CKA-03** JAN 4979652490018  
 TAISコード 00055-000073  
**77,000** 円(税抜70,000円)  
 手すり太さ φ32 外寸法: cm  
 ベース高さ 13mm  
 高さ調節: 5cm間隔3段階  
 質量 15.4 kg  
 ●材質  
 手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
 手すりジョイント: プラスチック  
 ベース: スチール ゴム(緑部)



**たちあっぷ**  
**CKA-04** JAN 4979652490025  
 TAISコード 00055-000074  
**66,220** 円(税抜60,200円)  
 手すり太さ φ32 外寸法: cm  
 ベース高さ 13mm  
 高さ調節: 5cm間隔3段階  
 質量 16.0 kg  
 ●材質  
 手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
 手すりジョイント: プラスチック  
 ベース: スチール ゴム(緑部)

⚠ **注意** 他社製品と組み合わせて使用しないでください。

●このページの掲載品は、約2~4日でお届けいたします。



福祉用具 **貸与**  
 玄関・居間・トイレ

たちあっぷ



福祉用具  
貸与

玄関・居間・トイレ

たちあっぷ

## スタンダードシリーズよりも手すりを1段階高くでき マットも標準装備しています



### 手すり高さ 4段階調整可能



手すりの高さは70・75・80・85cmの4段階で調整ができます。

### スタンド・ベースはステンレス製



錆びにくく、メンテナンスも簡単なステンレス製を採用。

### マットを標準装備



ベースのひんやり感を軽減し、滑りも低減します。

### L形状手すり (CKA-13)

左右仕様のどちらでも対応可能です。CKA-03よりも出幅が長い手すりのため、歩出しをよりサポートします。

### スロープ形状の縁ゴム



ベースの縁ゴムはスロープ形状で、より段差を感じにくくしています。接地面積が増えて安定感も向上しています。

## ベッドやお布団からの起き上がり・立ち上がり・姿勢保持をサポート



### たちあっぷ

CKA-11 JAN 4979652516619

TAISコード 00055-000111

64,020 円 (税抜58,200 円)

手すり太さ φ32	85	33.8	外寸法: cm
ベース高さ 13mm	80	75	
	70		
高さ調節: 5cm間隔4段階	52.4	62.4	質量 11.7 kg

●材質  
手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム(緑部)  
マット: ポリエステル(表面) アクリル樹脂(裏面)



### たちあっぷ

CKA-12 JAN 4979652516626

TAISコード 00055-000112

73,920 円 (税抜67,200 円)

手すり太さ φ32	85	33.8	外寸法: cm
ベース高さ 13mm	80	75	
	70		
高さ調節: 5cm間隔4段階	52.4	92.4	質量 15.3 kg

●材質  
手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム(緑部)  
マット: ポリエステル(表面) アクリル樹脂(裏面)

## ベッドからの起き上がり・立ち上がり・姿勢保持をサポート



### たちあっぷ

CKA-13 JAN 4979652516633

TAISコード 00055-000113

84,700 円 (税抜77,000 円)

手すり太さ φ32	85	33.8	外寸法: cm
ベース高さ 13mm	80	75	
	70		
高さ調節: 5cm間隔4段階	52.4	92.4	質量 17.2 kg

●材質  
手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム(緑部)  
マット: ポリエステル(表面) アクリル樹脂(裏面)

## 長い手すりでベッドサイドでの立ち上がりのサポート



### たちあっぷ

CKA-14 JAN 4979652516640

TAISコード 00055-000114

72,050 円 (税抜65,500 円)

手すり太さ φ32	85	77.8	外寸法: cm
ベース高さ 13mm	80	75	
	70		
高さ調節: 5cm間隔4段階	52.4	92.4	質量 15.6 kg

●材質  
手すり: プラスチック被覆 スチールパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
スタンド: ステンレス  
ベース: ステンレス、ゴム(緑部)  
マット: ポリエステル(表面) アクリル樹脂(裏面)

## たちあっぷ® オプション品との組み合わせ

詳しくは ▶ P19-P21


別売品の連結手すり「つながるくん」や「かいじょくん」などと組み合わせることでサポート範囲が広がります。



CKA-01 + ベットでとまるくん (CKA-CK)



CKA-02-14 + たちあっぷマット (CKA-DB) + かいじょくん (CKA-K)



CKA-11・CKA-13 + ベットでとまるくん (CKA-CK) + つながるくん (CKA-E90)



CKA-01 + おもしろくん (CKA-) + 伸縮つながるくん (CKE-D)

↓ 10cm以下

玄関・居間・トイレ

おだけシリーズ®

# たちあっぷ® 関連オプション品

玄関・居間・トイレ

おだけシリーズ®

## 伸縮つながるくん®

### 玄関での段差昇降や屋内の歩行をサポート



あがりかまち用たちあっぷ+伸縮つながるくん+たちあっぷ  
※たちあっぷ側に「おもしろくん」の取付けが必要になります。

#### 長さ調整+上下・左右角度調整可能

「たちあっぷ」を連結して、歩行動線をサポートします。  
上下45°まで・左右は可動範囲内で角度調整が可能です。

TAISコード一覧	▶ P.27
選定理由例一覧	▶ P.32
オプション品対象品番表	▶ P.21



#### 伸縮つながるくん

CKE-D JAN 497965252529 TAISコード 00055-000157

34,760円(税抜31,600円)

●材質  
手すり: (φ32) プラスチック被覆スチールパイプ (φ40) アルミパイプ  
連結金具: アルミ合金

#### ●別売品

アルミパイプ部の冷たさを軽減するカバー



接着面は取り換え時に糊残りしにくい素材

#### 伸縮つながるくんカバー

CKE-DK JAN 4979652526984

7,821円(税抜7,110円)

●材質: 発泡ポリエチレン  
●入数: 10枚単位で販売致します

軒下・ベランダ

おだけシリーズ®

## つながるくん® XP

### 玄関ポーチや軒下での段差昇降・歩行が不安定な方に



たちあっぷⅡ 3台+つながるくん XP

#### 「CKH シリーズ」連結可能

「たちあっぷ CKH シリーズ」を連結して、軒下などでの歩行動線のサポートができます。  
長さ調整・角度調整が可能です。



#### つながるくん XP

CKH-D90

JAN 4979652602794

TAISコード 00055-000285


54,560円(税抜49,600円)

CKH-D125

JAN 4979652602800

TAISコード 00055-000286

57,530円(税抜52,300円)



●材質  
手すり: (φ32) プラスチック被覆ステンレスパイプ (φ40) アルミパイプ  
連結金具: アルミ合金  
カバー: 発泡ポリエチレン

⚠ 注意 他社製品と組み合わせて使用しないでください。

●このページの掲載品は、約2~4日でお届けいたします。

yazaki

福祉用具

玄関・居間・トイレ

たちあっぷ

玄関・居間・トイレ

おだけシリーズ®

# たちあっぷ® 関連オプション品

TAISコード一覧 ▶ P.27

選定理由例一覧 ▶ P.32

オプション品対象品番表 ▶ P.21

福祉用具

玄関・居間・トイレ


たちあっぷ

玄関・居間・トイレ

おだけシリーズ®

## つながるくん®

### 工事で手すりを取り付けられない場所の歩行補助に



たちあっぷ+つながるくん+ベットでとまるくん+おもしろくん

#### たちあっぷを連結して移動補助

「たちあっぷ」2台、または3台を連結し、歩行動線をサポートします。左右自由な角度で簡単に固定できます。



#### つながるくん

CKA-E60 JAN 4979652506498 TAISコード 00055-000099

28,050円 (税抜25,500円)

CKA-E90 JAN 4979652506504 TAISコード 00055-000100

30,470円 (税抜27,700円)

CKA-E120 JAN 4979652506511 TAISコード 00055-000101

31,900円 (税抜29,000円)

つながるくん  
製品紹介動画



●材質  
手すり：プラスチック被覆スチールパイプ  
連結金具：アルミ合金

玄関・居間・トイレ

おだけシリーズ®

## かいじょくん

### ベッドサイドでの座位保持・立ち上がり補助・移乗補助に



質量 1.4kg

#### かいじょくん


CKA-K

JAN 4979652523105

TAISコード 00055-000145

16,500円 (税抜15,000円)

●材質  
手すり：プラスチック被覆スチールパイプ  
ジョイント：アルミ合金・プラスチック  
取付金具：アルミ合金  
ハンドル：プラスチック・真鍮  
ボルト：ステンレス



#### 角度調整可能


「たちあっぷ」に対して、平行・直角・斜め45°の角度をつけて設置できます。




#### ●動作イメージ

ベッドから立ち上がり・歩き出し

ベッドからポータブルトイレに移乗



①起きる  
②立つ  
③歩き出す



①起きる  
②座る  
③移乗

たちあっぷ (CKA-13) を使用した動作例

# たちあっぷ® 関連オプション品

TAISコード一覧 ▶ P.27

選定理由例一覧 ▶ P.32

オプション品対象品番表 ▶ P.21

玄関・居間・トイレ

おだけシリーズ®

## ベッドでとまるくん / おもしろくん

たちあっぷの安定感を高めたい時に

**ベッドでとまるくん** ベッドと床の間に差し込み、安定性を向上

**おもしろくん** つながるくん使用時にたちあっぷの安定性を向上



**CKA-CK**  
 JAN 4979652513427  
 TAISコード 00055-000211  
**10,670**円(税抜9,700円)  
 ●材質 本体:アルミ合金・ゴム  
 ツマミ:ステンレス・プラスチック



※「ベッド下部」と「床面」の間寸法は、最低25mm～最高340mmに対応します。



**CKA-J**  
 JAN 4979652513625  
 TAISコード 00055-000104  
**10,670**円(税抜9,700円)  
 ●材質 本体:スチール  
 底板:ゴム

外寸法:cm  
 12  
 直径9.6 質量5kg

玄関・居間・トイレ

おだけシリーズ®

## たちあっぷ® マット

ベースの滑りやひんやり感を抑えたい時に

**たちあっぷマット** ベース表面をカバーするポリエステル製の専用マット



**CKA-DA**  
 JAN 4979652490247  
**9,240**円(税抜8,400円)

外寸法:cm  
 47.5 57.5

●材質 表面:ポリエステル  
 裏吸着面:アクリル樹脂  
 ●入数 同サイズ**5枚単位**で販売  
 致します

●たちあっぷ本体 対応品番  
**CKA-01/CKA-01-1/CKA-03/CGA-3\***  
※2019年4月廃番製品



**CKA-DB**  
 JAN 4979652490254  
**12,870**円(税抜11,700円)

外寸法:cm  
 47.5 87.5

●材質 表面:ポリエステル  
 裏吸着面:アクリル樹脂  
 ●入数 同サイズ**5枚単位**で販売  
 致します

●たちあっぷ本体 対応品番  
**CKA-02/CKA-02-1/CKA-04**

「たちあっぷ」により使用できるマットが異なります。  
 ご注文時には「たちあっぷ」の品番をご確認ください。



**オプション品対象品番表** ※取付条件の詳細は、各オプション品の取扱説明書をご確認ください。

種類	対象 本体品番	オプション品					
		伸縮つながるくん	つながるくん	かいじょくん	ベッドでとまるくん	おもしろくん	つながるくんXP
たちあっぷ	CKA-01~04 CKA-11~14	○	○	○	○	○	
	CKA-22~24 CKI-21~22	○	○	○	○	○	
たちあっぷⅡ	CKA-31	○	○	○	○		
	CKI-31	○					
	CKH-21						○
あがりかまち	CKE-01~04 CKG-01~04	○					
たちあっぷ 540	CKH-01~02						○

⚠ **注意** 他社製品と組み合わせて使用しないでください。

●このページの掲載品は、約2~4日でお届けいたします。



# トイレ用 たちあっぷ® II

TAISコード一覧 ▶ P.29




選定理由例一覧 ▶ P.33

● 幅調整・高さ調整が可能で様々なトイレに対応する工事不要の手すりです。

## トイレでの立ち座り 便座での座位保持が不安な方に



写真の便器は他社製品です。



単位: cm

### トイレ用 たちあっぷ II

CKJ-01

JAN 4979652520777

TAISコード 00055-000130


80,080 円 (税抜72,800 円)

- 材質  
本体: アルミ、ステンレス  
アームレスト: 発泡樹脂
- 最大使用者体重 100kg 以下
- 質量 6.8kg

## ご利用者様の状況・使用場所の環境に合わせて調整可能

### 様々な便器に調整取付が可能

固定用アングルを調整することで、様々な便器形状に合わせて取付けができます。



### 軽いアルミ製で、取り回しがしやすい

アルミ製で軽量なため、取り回しがやすく、トイレ内で組立設置ができます。取付工具は不要です。



### ●ご利用者様のご使用状況にあわせてアームレストの高さ・幅調整ができます。



58~68cmまで5段階(25mm)ピッチで調整可能です。



45~60cm(寸芯法)まで無段階で調整可能です。

### ●使いやすさと安定性に優れた「抗菌仕様」のアームレストです。

#### 抗菌仕様



#### ワンタッチではね上げ

ドアが横にあるトイレなどでも、ワンタッチではね上げることができるため、移乗の際の邪魔になりません。



#### 腕をのせやすく、握りやすい

上面中央のくぼみに腕・肘がフィットし、ディンプル形状でしっかりと握れます。また、腕が疲れにくい発泡樹脂製です。



#### 全長42cmのアームレスト

腕全体をのせられるため、座位が安定します。前方に長いので立ち上がりをしっかりサポートします。



# トイレ用 たちあっぷ® II

TAISコード一覧 ▶ P.29




選定理由例一覧 ▶ P.33

●「便器を挟み込む固定」と「壁面へ突っ張る固定」の2つの方法でトイレに固定が可能です。

## タンクレストイレや特殊形状の便器に 手すりを取付けたい方に



写真の便器は他社製品です。



単位: cm

### トイレ用 たちあっぷ II

CKJ-02

JAN 4979652526229

TAISコード 00055-000185

90,420 円(税抜82,200 円)

- 材質  
本体: アルミ、ステンレス  
アームレスト: 発泡樹脂
- 最大使用者体重 100kg 以下
- 質量 7.1kg

### 固定方法

#### タンクレストイレなどの寸胴型便器の場合

便器を挟み込む固定



#### 幅 22~42cm の便器へ取付可能



#### 床面にしっかり固定されていない便器、樹脂製の便器の場合

壁面へ突っ張る固定



#### 壁幅 73~90cm のトイレへ取付可能



●別売品



### トイレ固定用アングル II

CKJ-E

JAN 4979652524850

24,750 円(税抜22,500 円)

- 材質  
アルミ、ゴム、樹脂、ステンレス
- 質量 0.9kg(左右セット)

●トイレ用たちあっぷ II は、約2~4日でお届けいたします。

**注意** 他社製品と組み合わせて使用しないでください。

# あがりかまち用 たちあっぷ®

TAISコード一覧 ▶ P.29

選定理由例一覧 ▶ P.33

- 玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかま치의昇降をサポートいたします。

## あがりかまचीの上り下りが不安な方に 工事不要の置くだけ手すり

使用例



### 握りやすい手すり



握りやすい直径3.2cmのデインブル(くぼみ)付手すりパイプです。

### 手すり高さ調整

手すりの高さはあがりかまचीの上から80cm～85cmまで無段階で調整ができます。

### 対応あがりかまची高さ4～36cm

4～18cmまでをCKE-03/CKE-04が対応し、18～36cmまでをCKE-01/CKE-01-1/CKE-02/CKE-02-1が対応します。

### 滑りにくいマット付



土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備しています。

### がたつき防止アジャスター付



設置時の床面のがたつきを解消するため、ベース前面にアジャスターがついています。

### ●材質

手すり：プラスチック被覆スチールパイプ、アルミ合金(ジョイント)  
スタンド：ステンレス  
ベース：ステンレス、ゴム(縁部)  
マット：プラスチック

## 対応するあがりかまचीの高さ 18～36cm



### あがりかまची用 たちあっぷ

CKE-01-1 両手すり **ステップ台無**

JAN 4979652515209

TAISコード 00055-000109

127,710円(税抜116,100円)

CKE-02-1 片手すり **ステップ台無**

JAN 4979652515216

TAISコード 00055-000110

92,620円(税抜84,200円)

CKE-01 両手すり **ステップ台付**

JAN 4979652513786

TAISコード 00055-000105



150,590円(税抜136,900円)

CKE-02 片手すり **ステップ台付**

JAN 4979652513793

TAISコード 00055-000106

115,500円(税抜105,000円)



## 対応するあがりかまचीの高さ 4～18cm



### あがりかまची用 たちあっぷ

CKE-03 両手すり **ステップ台無**

JAN 4979652513809

TAISコード 00055-000107



123,090円(税抜111,900円)

CKE-04 片手すり **ステップ台無**

JAN 4979652513816

TAISコード 00055-000108

90,310円(税抜82,100円)



### ●別売品

### あがりかまची用 たちあっぷ ステップ台




### CKE-B

JAN 4979652513830

22,880円(税抜20,800円)

●材質：スチール



## 伸縮つながるくん

「あがりかまची用たちあっぷ」・「あがりかまची用たちあっぷミニ」に取付けて段差昇降からの歩行をサポートします。



あがりかまची用たちあっぷ (CKE-01-1)

詳しくは ▶P19

# あがりかまち用 たちあっぷ®ミニ

TAISコード一覧 ▶ P.29

選定理由例一覧 ▶ P.33


● コンパクトなベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。

## 狭い場所の段差上り下りでお困りの方に 集合住宅等で活躍します

使用例



CKG-03



CKG-04



CKG-04



### コンパクトなベース

スペースに余裕ができ、設置シーンが広がります。



#### ●サイズ比較

あがりかまち用 たちあっぷ 幅 78 × 56cm

あがりかまち用 たちあっぷミニ 幅 70 × 44cm

### 使いやすさはそのまま

歩行幅や手すりの調整範囲はそのままにベースが小さいタイプです。手すりは握りやすい直径3.2cmのディンプル(くぼみ)付。土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備しています。

#### ●材質

手すり：プラスチック被覆スチールパイプ、アルミ合金(ジョイント)  
スタンド：ステンレス  
ベース：ステンレス、ゴム(緑部)  
マット：プラスチック

## 対応するあがりかまちの高さ 4~18cm



CKG-01



CKG-02

手すり位置  
左右対応

## 対応するあがりかまちの高さ 4~18cm



CKG-03



CKG-04

手すり位置  
左右対応

### あがりかまち用 たちあっぷミニ

CKG-01 両手すり **スライドベース付**

JAN 4979652519375  
TAISコード 00055-000123

156,860円(税抜142,600円)

CKG-02 片手すり **スライドベース付**

JAN 4979652519382  
TAISコード 00055-000124

124,080円(税抜112,800円)

### あがりかまち用 たちあっぷミニ

CKG-03 両手すり **スライドベース無**





JAN 4979652519399  
TAISコード 00055-000125

118,470円(税抜107,700円)

CKG-04 片手すり **スライドベース無**

JAN 4979652519405  
TAISコード 00055-000126

85,690円(税抜77,900円)




### ●別売品

### あがりかまち用 たちあっぷミニ スライドベース




CKG-B  
JAN 4979652519429  
38,390円  
(税抜34,900円)  
●材質：ステンレス




#### スライド機能

玄関スペースの範囲でベースをスライドさせて伸ばすことができます。



### ベース中央に手すり取付けが可能(CKG-04)

片手すりタイプ(CKG-04)は手すりをベースの中央に取り付けることもできます。手すりの両側が通れるようになるため、上り下りの際に、体を支えやすい側で手すりを握めます。



玄関・居間・トイレ  
おだけシリーズ®

# たちあっぷ® 540

TAISコード一覧 ▶ P.29

選定理由例一覧 ▶ P.34

● 高さ54cmまでの段差に対応する、たちあっぷ 540 は屋内・屋外で使用可能です。

## 高い段差の上り下りが不安な方に 耐候性に優れ、段差54cmまで対応


使用例



CKH-01  
ステップ台2段仕様  
掃出し窓からの出入り

CKH-02  
ベランダの出入り

CKH-01  
ステップ台2段仕様  
土間の段差上り下り



CKH-01

CKH-02

手すり位置  
左右対応

### 握りやすい手すり

握りやすい直径3.4cmのディンプル(くぼみ)付手すりパイプです。

### 滑りにくいマット付

「土足マット」は滑りにくく、耐候性に優れた素材です。

### 高さ・角度調整可能

ご使用の状況にあわせて手すり高さ、角度の調整ができます。



CKH-01  
ステップ台1段仕様

## たちあっぷ 540

CKH-01 両手すり

JAN 4979652520326  
TAISコード 00055-000127

186,890円(税抜169,900円)

●質量 34.7kg

●材質


手すり:プラスチック被覆ステンレスパイプ、アルミ合金(ジョイント)  
スタンド:ステンレス  
ベース:ステンレス  
マット:プラスチック

CKH-02 片手すり

JAN 4979652520333  
TAISコード 00055-000128

130,020円(税抜118,200円)

●質量 28.6kg



### ●別売品

たちあっぷ540専用の別売ステップ台 (4段階高さ調整可能)




CKH-BL

JAN 4979652520364

29,810円(税抜27,100円)

●材質: ステンレス、プラスチック



CKH-BH

JAN 4979652520357

40,810円(税抜37,100円)

●材質: ステンレス、プラスチック

## ■「ステップ台」取付け仕様バリエーション

1段仕様 設置場所段差目安: 12~36cm




両手すり(CKH-01)  
+ステップ台1段



片手すり(CKH-02)  
+ステップ台1段

**L**ステップ台高さ  
9・11・13・15cm  
ステップ台は4段階  
高さ調整可能

※Hステップを1段で  
使用しないでください。



2段仕様 設置場所段差目安: 24~54cm




両手すり(CKH-01)  
+ステップ台2段



片手すり(CKH-02)  
+ステップ台2段

**H**ステップ台高さ  
21・25・29・33cm  
ステップ台は4段階  
高さ調整可能



# たちあっぷ® シリーズTAISコード一覧

●「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済のTAISコードです。

## ■たちあっぷ®

シリーズ	スタンダードシリーズ						ベース・スタンド「ステンレス製」シリーズ			
形状										
品番	CKA-01	CKA-01-1	CKA-02	CKA-02-1	CKA-03	CKA-04	CKA-11	CKA-12	CKA-13	CKA-14
本体TAISコード	00055-000071	00055-000119	00055-000072	00055-000120	00055-000073	00055-000074	00055-000111	00055-000112	00055-000113	00055-000114

### +オプション品セット

ベットでとまるくんセット										
ベットでとまるくん CKA-CK	00055-000075	00055-000121	00055-000076	00055-000122	00055-000077	00055-000078	00055-000115	00055-000116	00055-000117	00055-000118
つながるくんセット (ベットでとまるくん付)										
つながるくん60 CKA-E60 + ベットでとまるくん CKA-CK	00055-000217	00055-000220	00055-000223	00055-000226	00055-000229	00055-000232	00055-000235	00055-000238	00055-000241	00055-000244
つながるくん90 CKA-E90 + ベットでとまるくん CKA-CK	00055-000218	00055-000221	00055-000224	00055-000227	00055-000230	00055-000233	00055-000236	00055-000239	00055-000242	00055-000245
つながるくん120 CKA-E120 + ベットでとまるくん CKA-CK	00055-000219	00055-000222	00055-000225	00055-000228	00055-000231	00055-000234	00055-000237	00055-000240	00055-000243	00055-000246
つながるくんセット (おもしろくん付)										
つながるくん60 CKA-E60 + おもしろくん CKA-J	00055-000186	00055-000187	00055-000188	00055-000189	00055-000190	00055-000191	00055-000247	00055-000250	00055-000253	00055-000256
つながるくん90 CKA-E90 + おもしろくん CKA-J	00055-000192	00055-000193	00055-000194	00055-000195	00055-000196	00055-000197	00055-000248	00055-000251	00055-000254	00055-000257
つながるくん120 CKA-E120 + おもしろくん CKA-J	00055-000198	00055-000199	00055-000200	00055-000201	00055-000202	00055-000203	00055-000249	00055-000252	00055-000255	00055-000258
伸縮つながるくんセット (ベットでとまるくん付)										
伸縮つながるくん CKE-D + ベットでとまるくん CKA-CK	00055-000165	00055-000166	00055-000167	00055-000168	00055-000169	00055-000170	00055-000171	00055-000172	00055-000173	00055-000174
伸縮つながるくんセット (おもしろくん付)										
伸縮つながるくん CKE-D + おもしろくん CKA-J	00055-000175	00055-000176	00055-000177	00055-000178	00055-000179	00055-000180	00055-000181	00055-000182	00055-000183	00055-000184
かいじょくんセット										
かいじょくん CKA-K	00055-000147	00055-000148	00055-000149	00055-000150	00055-000151	00055-000152	00055-000153	00055-000154	00055-000155	00055-000156
かいじょくんセット (ベットでとまるくん付)										
かいじょくん CKA-K + ベットでとまるくん CKA-CK	00055-000133	00055-000134	00055-000135	00055-000136	00055-000137	00055-000138	00055-000139	00055-000140	00055-000141	00055-000142

# たちあっぷ® シリーズTAISコード一覧

●「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済のTAISコードです。

福祉用具  
玄関・居間・トイレ

たちあっぷ

## ■ たちあっぷ® II

タイプ	ハイタイプ
形状	
品番	CKA-31
本体TAISコード	00055-000289

### +オプション品セット

つながるくんセット	
つながるくん60 CKA-E60	00055-000291
つながるくん90 CKA-E90	00055-000292
つながるくん120 CKA-E120	00055-000293
伸縮つながるくんセット	
伸縮つながるくん CKE-D	00055-000294
かいじょくんセット(ベッドでとまるくん付)	
かいじょくん CKA-K + ベッドでとまるくん CKA-CK	00055-000295
ベッドでとまるくんセット	
ベッドでとまるくん CKA-CK	00055-000296

## ■ たちあっぷ® II

タイプ	スタンダードタイプ			立位移乗がむずかしい方むけ	
形状					
品番	CKA-22	CKA-23	CKA-24	CKI-21	CKI-22
本体TAISコード	00055-000205	00055-000206	00055-000207	00055-000208	00055-000209

### +オプション品セット

ベッドでとまるくんセット					
ベッドでとまるくん CKA-CK	00055-000274	00055-000275	00055-000276	—	—
つながるくんセット					
つながるくん60 CKA-E60	00055-000259	00055-000262	00055-000265	—	—
つながるくん90 CKA-E90	00055-000260	00055-000263	00055-000266	—	—
つながるくん120 CKA-E120	00055-000261	00055-000264	00055-000267	—	—
伸縮つながるくんセット					
伸縮つながるくん CKE-D	00055-000271	00055-000272	00055-000273	—	—
かいじょくんセット(ベッドでとまるくん付)					
かいじょくん CKA-K + ベッドでとまるくん CKA-CK	00055-000268	00055-000269	00055-000270	—	—

## ■ たちあっぷ® II たててすり

タイプ	たててすり
形状	
品番	CKI-31
本体TAISコード	00055-000290

### +オプション品セット

伸縮つながるくんセット	
伸縮つながるくん CKE-D	00055-000297

## ■ たちあっぷ® II

タイプ	屋外・土間用
形状	
品番	CKH-21
本体TAISコード	00055-000204

### +オプション品セット

つながるくんXPセット	
つながるくんXP CKH-D90	00055-000287
つながるくんXPロング CKH-D125	00055-000288

# たちあっぷ® シリーズTAISコード一覧

●「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済のTAISコードです。

## ■ たちあっぷ® 540

タイプ	両手すり	片手すり
形状		
品番	CKH-01	CKH-02
本体TAISコード	00055-000127	00055-000128

## ■ トイレ用たちあっぷ® II

タイプ	スタンダードタイプ	トイレ固定用 アングルIIタイプ
形状		
品番	CKJ-01	CKJ-02
本体TAISコード	00055-000130	00055-000185

## ■ あがりかまち用たちあっぷ®

タイプ	あがりかまち高さ18~36cm		あがりかまち高さ4~18cm	
形状				
品番	CKE-01-1	CKE-02-1	CKE-03	CKE-04
本体TAISコード	00055-000109	00055-000110	00055-000107	00055-000108

### +オプション品セット

伸縮つながるくんセット				
伸縮つながるくん CKE-D	00055-000158	00055-000159	00055-000160	00055-000161

## ■ あがりかまち用たちあっぷ® ミニ

タイプ	両手すり	片手すり
形状		
品番	CKG-03	CKG-04
本体TAISコード	00055-000125	00055-000126

### +オプション品セット

伸縮つながるくんセット		
伸縮つながるくん CKE-D	00055-000162	00055-000163

●その他製品の「TAISコード」および「届出コード」に関しては kaigo-web をご確認ください。  
<http://www.kaigo-web.info/information/tais/>



# たちあっぷ® シリーズ選定理由例

● 選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

## たちあっぷ®

### シリーズ共通選定理由例



- しっかりとしたベースで、安定して設置できる手すりとして選定。
- 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。
- オプション品が豊富なため、状況に応じて使い慣れたもので様々なケースに対応できる。
- プラスチックをコーティングした手すりにより冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 起き上がり、立ちあがりを手すりにつかまることにより自力で行う機会を増やして、ADLの低下を防ぐために、握って立ち上がりやすく、土台が安定している汎用性のあるレンタル手すりを選定。
- ベッド(布団)からの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。

### 品番別選定理由例

#### ベースサイズ

CKA-01/03

CKA-02/04



CKA-11

CKA-12~14



#### 手すり形状

はしご型 コの字型 L型



#### 縁ゴム形状

CKA-11~14



- ベースが小さく、設置がしやすいため選定。
- リビングで生活する時間が長く、イス(ソファ)にクッション性があるため、安全に立ち上がりができるよう選定。
- ベースが小さく設置しやすいため選定。
- 手すり部分がベッドより前方に出ているため、より安定して立ち上がり可能なため選定。
- 端座位をとった際に肘掛けのように前に取っ手があることで立ち上がりをサポートするよう選定。
- コの字型の手すりです立ち上がりから歩き出しまで、一連の動作ができる。
- 縁ゴムがスローブ形状でつまずきにくいため選定。
- ベースが小さいので設置がしやすいため選定。
- 縁ゴムがスローブ形状で、つまずきにくいため選定。
- 縁ゴムがスローブ形状で、つまずきにくいため選定。
- L字型の手すりなので立ち上がりから歩き出しまで、一連の動作ができる。
- 手すり部分からベッドより前に出ているため、より安定して立ち上がり可能なため選定。
- 端座位をとった際に肘掛けのように前に取っ手があることで立ち上がりをサポートできるよう選定。
- 縁ゴムがスローブ形状でつまずきにくいため選定。

# たちあっぷ® シリーズ選定理由例

● こちらは選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

## たちあっぷ® II

### シリーズ共通選定理由例



- しっかりとしたベースで、安定して設置できる手すりとして選定。
- オプション品が豊富なため、状況に応じて使い慣れたもので様々なケースに対応できる。
- プラスチックをコーティングした手すりにより冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。

### 品番別選定理由例

#### L型大型手すり CKI-21



#### 膝当て CKI-22



#### 軒下・ベランダ使用可能 CKH-21



- CKA-22**
- ベッド(布団)からの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
  - 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。
- CKA-23**
- ベッド(布団)からの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
  - 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。
  - L字型の手すりなので立ち上がりから歩き出しまで一連の動作ができる。
- CKA-24**
- ベッド(布団)からの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
  - 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。
  - 前方に手すりを置き、膝に負担がかからないように体重移動ができるため選定。
- CKI-21**
- ベッドからの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
  - L字型の手すりなので立ち上がりから歩き出しまで一連の動作ができる。
  - 大型の手すりフレームで体を支えやすいため選定。
- CKI-22**
- 膝当てがあることで、前方へのずり落ちを防げるため選定。
  - 膝当てが膝折れ防止になり、安全に移乗をサポートできるために選定。
  - 膝当てがあることで安定して立位保持が行えるので選定。
  - L字型の手すりなので立ち上がりから歩き出しまで一連の動作ができる。
- CKH-21**
- 軒下・ベランダ・玄関ポーチに設置することができるため選定。



- CKA-31**
- 高い手すりでも高身長な方でも安心して使用できる。
  - 高い手すりが使用しやすい方は、掴みやすい手すり高さになり安全に使用できる。
  - 手すりの高さ・安定性があるので立位の姿勢保持がしやすい。
  - ベッドやマットレスの高さがあり立ち座りが困難な場合に、手すり高さがあるため安心して使用できる。
  - 前方に手すりを置き、膝に負担が掛からないように体重移動ができる。
- CKI-31**
- 端座位から縦手すりを使って立ち上がり動作ができる。
  - 縦手すりに掴まることで立位保持・立位介助がしやすい。
  - 工事することなくL型の手すりを設置でき、立ち上がりを補助できる。
  - 縦手すりとは横手すりを同時に設置ができ、安定した動作を補助できる。

# たちあっぷ®シリーズ選定理由例

● こちらは選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

## 伸縮つながるくん®



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりと組み合わせて選定。
- 取り付けることで段差を越える際に掴まり、安定して移動ができるため選定。
- 手すり長さ・角度を調整できるため選定。

## つながるくん®XP



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりと組み合わせて選定。
- 軒下・ベランダ・玄関ポーチで使用できるため選定。
- 取り付けることで段差を越える際に掴まり、安定して移動ができるため選定。
- 手すり長さ・角度を調整できるため選定。

## つながるくん®



- 居室の壁際以外にも歩行手すりを構築できるために選定。
- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりと組み合わせて選定。

## かいじょくん



- 現在利用しているたちあっぷ®に後付けで使用することができるため選定。
- たちあっぷ®に対して平行・直角・45°に簡単に調整が可能のため選定。
- たちあっぷ®を使っでの立ち上がりやすさを向上させるために選定。
- たちあっぷ®を使って立ち上がった後の歩き出しを補助するために選定。

## ベットでとまるくん



- たちあっぷ®をより安定させるために選定。
- たちあっぷ®の利用中にベッドからたちあっぷ®がズレにくくするために選定。

## おもしろくん



- たちあっぷ®とつながるくん®(伸縮つながるくん®)を連結使用した際の安定性を高めるために選定。

# たちあっぷ®シリーズ選定理由例

● こちらは選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

## トイレ用たちあっぷ®Ⅱ

### シリーズ共通選定理由例



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため選定。
- 手すりはディンプル形状になっており、座位保持や立ち上がりしやすいため選定。
- 利用者に合わせて手すり幅が調整できるため選定。
- 手すりをはね上げることができ、動作しやすいため選定。
- 脚部がスロープ形状になっており、歩行時につまずきにくいいため選定。
- 操作パネルを避けて設置できるため選定。

### 品番別選定理由例



- CKJ-02**
- タンクレストイレにも設置可能なため選定。
  - 便器ではなく壁に突っ張って設置できるため選定。

## あがりかまち用たちあっぷ®

### シリーズ共通選定理由例



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。
- 玄関に段差があり、昇降をサポートするために選定。
- つかみやすいφ32のディンプル加工がされている置くだけのレンタル手すりを選定。
- プラスチックをコーティングした手すりにより、冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 重量があり安定して設置でき、安全に使えるため選定。

## あがりかまち用たちあっぷ®ミニ

### シリーズ共通選定理由例



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。
- 玄関に段差があり、昇降をサポートするために選定。
- つかみやすいφ32のディンプル加工がされている置くだけのレンタル手すりを選定。
- プラスチックをコーティングした手すりにより、冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- ミニタイプで狭い場所に置くことができる。

### 品番別選定理由例



- CKG-04**
- 両手すりだと下駄箱を塞いでしまうため、健側をサポートできる中央手すりタイプを選定。

# たちあっぷ®シリーズ選定理由例

- こちらは選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

## たちあっぷ® 540

### シリーズ共通選定理由例



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。
- 出入り箇所に段差があり、昇降をサポートするために選定。
- 軒下・ベランダ・玄関ポーチに設置できるため選定。
- つかみやすいφ34のディンプル加工がされている置くだけのレンタル手すりを選定。
- プラスチックをコーティングした手すりにより、冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 重量があり安定して設置でき、安全に使えるため選定。